

FICHE TECHNIQUE

HANDYMASK® HAD

Masque de chirurgie 3 plis avec élastiques

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Référence :** MS301 (Vert)
MS302 (Blanc)
MS304 (Bleu)
- **Indications :** masque d'hygiène et de protection pour le personnel hospitalier
- **Stérilisable**
- **2 élastiques auriculaires** pour le confort du praticien
- **3 larges plis** permettant de créer une chambre de respiration de bonne taille
- **Parfaitement ajusté** grâce à sa barette nasale en aluminium de 11 cm
- **Haute filtration (99.59% efficacité test Nelson)** pour une durée de 3 heures

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Composition :** 3 couches de polypropylène non-tissé
- **Filtration particules :** 0,1 microns
- **Filtration bactéries :** 2,8 microns
- **Delta P :** 2.71 mm H₂O/cm²
- **Efficacité test Nelson :** 99,59%
- **Non stérile**
- **Sans fibre de verre**
- **Dimensions :** 17 cm x 10 cm
- **Barette nasale :** aluminium 11 cm
- **Fabriqué par :** GARDENIA, Taïwan
- **Normes CE**

CONTIENNEMENT

- Boîte distributrice de 50 masques avec ouverture sur le dessus
- Carton de 20 boîtes distributrices soit 1000 masques



FICHE TECHNIQUE

HANDYMASK®

Masque de chirurgie 3 plis avec lacets

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Référence : MS410 (Vert)**
- **Indications :** masque d'hygiène et de protection pour le personnel hospitalier
- **Stérilisable**
- **4 lanières de fixation** pour le confort du praticien
- **3 larges plis** permettant de créer une chambre de respiration de bonne taille
- **Parfaitement ajusté** grâce à sa barette nasale en aluminium de 11 cm
- **Haute filtration (99.59% efficacité test Nelson)** pour une durée de 3 heures



INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Composition :** 3 couches de polypropylène non-tissé
- **Filtration particules :** 0,1 microns
- **Filtration bactéries :** 2,8 microns
- **Delta P :** 2.71 mm H₂O/cm²
- **Efficacité test Nelson : 99,59%**
- **Non stérile**
- **Sans fibre de verre**
- **Barette nasale :** aluminium 11 cm
- **Dimensions :** 17 cm x 10 cm - lanières : 40 cm
- **Fabriqué par :** GARDENIA, Taïwan
- **Normes CE**



CONTIENNEMENT

- Boîte distributrice de 50 masques avec ouverture sur le dessus
- Carton de 20 boîtes distributrices soit 1000 masques

