

## Gants d'examen en vinyl TRU-TOUCH CLEAR PF

### REFERENCES

02004	Taille 6/7 (Small)
02005	Taille 7/8 (Medium)
02006	Taille 8/9 (Large)



### DESSCRIPTIF

Gants d'examen en Vinyl **sans latex** et **sans poudre**. Les gants ont un film de polyuréthane qui les rend faciles à enfiler en toutes circonstances.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex
- Sans poudre
- Longueur : 240 mm, bord roulé
- Couleur : blanc laiteux
- Résistance à la traction : 1,2N
- Élasticité maximale : 300%
- AQL : 1,5

### COMPOSITION DES MATERIAUX

- Matière : PVC (chlorure de polyurethane)
- Accélérateurs : néant (pas de carbamates, thiurames ou MBT)

### REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Medica Europe (Pays Bas)
  - **Durée de validité** : 5 ans
  - **Conservation** : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide.
  - **Code ACL** : Néant
  - **Code LPPR** : Néant
  - **Code cladimed** : E50CA03
  - **Normes CE**
  - **Classe** : I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*

### CONDITIONNEMENT

Boîte de 100 unités