

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen en Vinyl TRU-TOUCH CLEAR

REFERENCES

480201	Taille 6/7
480203	Taille 7/8
480205	Taille 8/9
480207	Taille 9/10



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex
- Bord roulé
- Couleur : blanc laiteux
- Résistance à la traction : 1,2N
- Elasticité maximale : 300%
- AQL : 1,5

DESCRIPTIF / FONCTION

Gants d'examen en Vinyl **sans latex** et **légèrement poudrés**, agréable au toucher.

COMPOSITION

Matière : PVC (chlorure de polyvinyl)
Accélérateurs : néant (pas de carbamates, thiurames ou MBT)
Poudre : poudre de maïs absorbante

QUALITE

Fabriqué : Pays Bas (Medica Europe)
Certification CE : CE 0344
Le système Assurance Qualité de MEDICA Europe est certifié ISO13485:2003

CONDITIONNEMENT

100 unités par boîte

