

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen en Vinyl SC Value PF

REFERENCES

02012 (ex 485201)	Taille 6/7
02013 (ex 485202)	Taille 7/8
02014 (ex 485203)	Taille 8/9



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex
- Sans poudre
- Longueur 240 mm, bord roulé
- Couleur: beige
- Matière PVC chlorure de polyvinyle
- AQL: 1,5

DESCRIPTIF / FONCTION

Gants d'examen en Vinyl **sans latex** et **sans poudre**. Les gants ont un film de polyuréthane qui les rend également faciles à enfiler en toutes circonstances.

QUALITE

Fabriqué : Pays Bas (Medica Europe)

Certification CE : CE 0344

Le système Assurance Qualité de MEDICA Europe est certifié ISO13485:2003

CONDITIONNEMENT

100 unités par boîte

