

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen en Vinyl SC Value

REFERENCES

02008 (ex 485101)	Taille 6/7
02009 (ex 485102)	Taille 7/8
02010 (ex 485103)	Taille 8/9



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex
- Longueur 240 mm, bord roulé
- Couleur: beige
- Matière PVC chlorure de polyvinyle
- AQL: 1,5

DESCRIPTIF / FONCTION

- Gants d'examen en Vinyl sans latex légèrement poudrés

QUALITE

Fabriqué : Pays Bas (Medica Europe)

Certification CE : CE 0344

Le système Assurance Qualité de MEDICA Europe est certifié ISO13485:2003

CONDITIONNEMENT

100 unités par boîte

