

# Tablier de protection non tissé

Mediwell® 2 couches

## Composition

Réf.	Désignation	Qualité	Conditionnement	Dimension carton
417511	Tabliers de protection 75 x 110 cm (rouleaux de 100 u)	Mediwell® 2 couches	4 rouleaux = <b>400 u</b>	780 x 460 x 210
417513	Tabliers de protection 75 x 130 cm (rouleaux de 50 u)	Mediwell® 2 couches	6 rouleaux = <b>300 u</b>	785 x 470 x 235
417515	Tabliers de protection 75 x 150 cm (rouleaux de 50 u)	Mediwell® 2 couches	6 rouleaux = <b>300 u</b>	785 x 470 x 235
417517	Tabliers de protection 75 x 170 cm (rouleaux de 50 u)	Mediwell® 2 couches	5 rouleaux = <b>250 u</b>	780 x 460 x 210

**Mediwell® 2 couches** : film PE + ouate de cellulose vierge blanchie couleur turquoise 20g/m<sup>2</sup>  
absorption > 100ml/m<sup>2</sup>  
résistance à la ponction > 18 N  
film PE imperméable aux liquides et aux bactéries  
SANS LATEX

**Mode de stérilisation** : produit non stérile

Péremption : **6 ans**

### Conditions de stockage :

Entre + 10 et + 30°C, avec 30 à 60 % d'humidité relative et sans exposition directe aux rayons du soleil

### Environnement :

Les matériaux utilisés dans la fabrication sont conformes aux recommandations du BGW et approuvés par le FDA. Ils ne contiennent pas de PVC, de métaux lourds et de ramollissants.

Fabrication : **Allemagne**

Marquage : **CE classe 1**

**SENGEWALD** 