

FICHE TECHNIQUE

REF: 123 ECO TIPS

Perfuseur 1 voie avec site d'injection en Y
+ 1 aiguille 21Ga
Gamme « Eco » avec LPPR

CARACTERISTIQUES

Perfuseur avec chambre compte-gouttes

Filtre 0.15µ et prise d'air avec filtre 0.45µ

Site injection en Y sans latex avec protège-doigts

Régulateur de débit à roulette

Embout terminal Luer mâle à bague mobile

Tubulure en PVC Longueur: 150 cm Diamètre: 2.9x4.1mm

Aiguille 21 Ga avec embase et protecteur en Polypropylène

Dimensions: 0.8 x 40mm

Canule en acier inoxydable

Présentation unitaire :

sachet polyéthylène 8x15cm + blister de stérilité

1 vignette LPPR repositionnable



+



INDICATION

Perfusion par gravité

20 gouttes d'eau = 1 ml (+/-0.1ml)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce dispositif contient des phtalates.

Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas re-stériliser.

Ne pas utiliser si le blister individuel de stérilité est endommagé : perte de l'assurance de la stérilité.

NORMES / MARQUAGE

 France Partenaires Médical  0459

- **Durée de péremption :** Se référer à l'étiquetage individuel du blister de stérilité.
- **Mode de Stérilisation :** Oxyde Ethylène
- **Classe du dispositif :** IIa (Directive 93/42/CEE)
- **Code LPPR:** 1186923

CONTIONNEMENT

Carton de 100 unités.