

## FICHE TECHNIQUE

### REF: 124 TIPS

Perfuseur 1 voie avec site d'injection en Y  
avec 1 Microperfuseur 21Ga  
Gamme « Eco » avec LPPR

### CARACTERISTIQUES

#### Perfuseur avec chambre compte-gouttes

Filtre 0.15µ et prise d'air avec filtre 0.45µ

Site injection en Y sans latex avec protège-doigts

Régulateur de débit à roulette

Embout terminal Luer mâle à bague mobile

Tubulure en PVC Longueur: 150 cm Diamètre: 2.9x4.1mm

#### Microperfuseur 21 Ga avec ailettes souples

Canule en acier inoxydable 19mm

Tubulure Longueur 30cm

#### Présentation unitaire:

sachet polyéthylène 8x15cm + blister de stérilité

1 vignette LPPR repositionnable



+



### INDICATION

Perfusion par gravité

20 gouttes d'eau = 1 ml (+/-0.1ml)

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce dispositif contient des phtalates.

Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas re-stériliser.

Ne pas utiliser si le blister individuel de stérilité est endommagé : perte de l'assurance de la stérilité.

### NORMES / MARQUAGE



France Partenaires Médical CE 0459

- **Durée de péremption** : Se référer à l'étiquetage individuel du blister de stérilité.
- **Mode de Stérilisation** : Oxyde Ethylène
- **Classe du dispositif** : IIa (Directive 93/42/CEE)
- **Code LPPR**: 1186923

### CONTIONNEMENT

Carton de 100 unités.