



PROLONGATEURS LUER LOCK MÂLE/FEMELLE POUR PERFUSEUR & TRANSFUSEUR



Dénomination

Prolongateur sans latex, Luer Lock mâle /femelle, pour perfusion et transfusion, stérile à usage unique

Conformité

Produit de Classe I stérile

Certification ISO : Bexen® a mis en place et maintient un système qualité conformément aux exigences de la Normes ISO 9001.

Marquage CE selon la Directive Européenne 93/42/CEE

Utilisation

Accessoire de dérivation complémentaire permettant de raccorder, par exemple, des cathéters (périphériques ou centraux) à des nécessaires de perfusion, de transfusion.

Caractéristiques

Tubulure	Diamètre interne = 3,0mm Diamètre externe = 4,1mm Longueur voir tableau ci-dessous
Embouts	A chaque extrémité du prolongateur se trouve : - Un embout Luer Lock femelle - Un embout Luer Lock mâle
Résistance à la pression	1 bar – 14 psi

Matériaux utilisés

Tubulure	Polychlorure de Vinyle (PVC) flexible
Tubulure sans DEHP	PVC sans DEHP
Embouts	Luer Lock femelle : Acrylonitrile Butadiène Styréne (ABS) transparent Luer Lock mâle : Acrylonitrile Butadiène Styréne (ABS) blanc
Capuchon pour embouts terminaux	Polyéthylène (PE)
Bouchon obturateur	Acrylonitrile Butadiène Styréne (ABS) blanc

Conditionnement

Unité d'emploi : Blister pelable

Unité protégée de commande : Boîte de 200 unités

Stérilisation

Mode : Oxyde d'Ethylène (EO)

Conservation : 5 ans après la date de stérilisation


Stérilisé par : OIARSO S. COOP.

Vérification des connexions

Avant la mise en place du dispositif, et après tout vissage ou dévissage complémentaire, vérifier le bon vissage des parties déconnectables restant en place.

Durée d'utilisation

En application de la norme NFS 90 202, les nécessaires à perfusion ne doivent pas être utilisés plus de 24 heures. La qualité de nos produits permet, dans des conditions normales de manipulation, leur utilisation jusqu'à 36 heures. Au-delà, nous ne pouvons garantir l'absence de modifications des caractéristiques mécaniques et technologiques des matériaux constitutifs du nécessaire.

	Réf sans DEHP	Longueur tubulure (cm)	Volume contenu (ml)	Unité protégée de commande
	131.01	10	2,8274	200
	131.03	30	8,4823	200
	131.05	50	14,1372	200
	131.08	80	22,6195	200
	131.10	100	28,2743	200
	131.12	120	28,2743	200
	131.15	150	33,9292	200
	131.18	180	42,4115	200
	131.20	200	50,8938	200
	131.30	300	84,8230	200

Commercialisé par <i>(France – Dom Tom - Belgique)</i>	Distribué par <i>(France - 24 départements)</i>	Fabriqué par <i>(Espagne - Hernani)</i>
OIARSO FRANCE 310 avenue Eugene Avinée Bat SMH – 2 ^{ème} étage 59120 Loos	SLB Médical Service Logistique et Commercial 3 rue Jacques Monod 69120 Vaulx en Velin	OIARSO S. COOP. (Bexen®) B° Zikunaga, N°57-F Poligono Ibarluze 20128 Hernani
Tél : (+33) 3 20 90 04 69	Tél : (+33) 4 78 49 88 66	Tél : (+34) 943 33 52 82
Fax : (+33) 3 20 58 64 42	Fax : (+33) 4 72 02 14 65	Fax : (+34) 943 33 52 10
E-mail : oiarsofrance@bexen.com	E-mail : info@slbmedical.fr	E-mail : iturbe@oiarso.com