



BD Angiocath™

Cathéters Courts Veineux Périphériques droits, en Téflon, sans ailettes

Matériel stérile, usage unique



Classe IIa selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux.

BD Angiocath™

Marquage CE :

Selon la directive européenne 93/42 CEE (procédure de conformité annexe II)

- Certificat n° 01738: certifié par BSI (n° 0086)

Fabricant des réf. : (381112/381123/381137/381134/
381144/381147/381157/381154)

• Lieu de fabrication :

Becton Dickinson, Sandy, USA

- Certification ISO : ISO 13 485 : 1996
certificat n° FM 71665 : certifié par BSI

Fabricant des réf. :

(382259/382258/382269/382268/381167/
381164/382277/382287)

• Lieu de fabrication :

Becton Dickinson, Curitiba, Brésil

- Certification ISO : ISO 9001 : 2000 / ISO 13 485 :
1996, certificat n° 2001-OSL-AQ-7060 : certifié par
DNV (Det Norske Veritas)

- Stérilisation : Oxyde d'éthylène
- Péremption : 5 ans après stérilisation

Indications :

Le cathéter BD Angiocath™ est destiné au cathétérisme veineux périphérique pour la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses.

Composition des différents éléments :

- Canule : Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Aiguille : Acier inoxydable
- Embase : Polypropylène (PP)

BD Angiocath™

Cathéters Courts Veineux Périphériques droits, en Téflon, sans ailettes

Matériel stérile, usage unique

Caractéristiques Générales :

- Le biseau en « Y » de l'aiguille et l'extrémité profilée de la canule en Téflon® (P.T.F.E. = polytétrafluoroéthylène) permettent une ponction sûre et minimisent les risques de traumatismes veineux.
- Le cathéter BD Angiocath™ est radio-opaque.

Caractéristiques Techniques

Références	Code	Gauge	Ø externe	Longueur	Longueur	Débits	Conditionnement
BD Angiocath™	Couleur		mm	mm	inch	MI/min	Boîte/Carton/Palette en unité
381164	Orange	14	2,1	30	1 ¼	295	50 / 200 / 16 000
381167	Orange	14	2,1	48	2	277	50 / 200 / 32 400
381154	Gris	16	1,7	30	1 ¼	156	50 / 200 / 16 000
381157	Gris	16	1,7	48	2	147	50 / 200 / 22 400
381147	Vert	18	1,3	48	2	79	50 / 200 / 22 400
381144	Vert	18	1,3	30	1 ¼	86	50 / 200 / 22 400
381134	Rose	20	1,1	30	1 ¼	49	50 / 200 / 22 400
381137	Rose	20	1,1	48	2	42	50 / 200 / 22 400
381123	Bleu	22	0,9	25	1	28	50 / 200 / 22 400
381112	Jaune	24	0,7	19	¾	17	50 / 200 / 22 400

Caractéristiques Techniques : Gamme Longue

Références	Code	Gauge	Ø externe	Longueur	Longueur	Débits	Conditionnement
BD Angiocath™	Couleur		mm	mm	inch	MI/min	Boîte/Carton/Palette en unité
382287	Brun	10	3,4	76	3	609	10 / 50 / 4 000
382277	Rouge	12	2,8	76	3	449	10 / 50 / 9 900
382268	Orange	14	2,1	83	3 ¼	249	10 / 50 / 4 000
382269	Orange	14	2,1	133	5 ¼	219	10 / 50 / 4 000
382258	Gris	16	1,7	83	3 ¼	127	10 / 50 / 5 000
382259	Gris	16	1,7	133	5 ¼	108	10 / 50 / 4 000

