

# BD Eclipse™

Aiguille de sécurité pour injection

Matériel stérile à usage unique



## FICHE TECHNIQUE



### Description

L'aiguille de sécurité BD Eclipse™ peut être utilisée :

- pour des injections.

Compatible avec des seringues Luer Simple et Luer Lock.

### Caractéristiques Générales

L'aiguille BD Eclipse™ permet une injection sécurisée :

- Mise en sécurité intégrée à l'aiguille avec positionnement fixe du dispositif de sécurité,
- Sécurité par activation uni-manuelle sans support extérieur,
- Protection irréversible sur toute la longueur de l'aiguille,
- Surface ergonomique antidérapante du poussoir,
- Technologie SmartSlip™ pour une fixation sûre de l'aiguille sur le cône des seringues à embout Luer Simple
- Indicateurs de verrouillage de la sécurité par un double clic sonore :
  - o Un clic sonore lors de l'assemblage sur une seringue à embout Luer Simple,
  - o Un clic sonore lors de l'activation de la sécurité.
- Indicateur visuel de mise en sécurité avec la fenêtre de contrôle.

### Composition

Composant	Matériau
Capuchon protecteur de l'aiguille	Polypropylène (PP)
Embase	Polypropylène (PP)
Dispositif de sécurité	Polypropylène (PP)
Colle	Résine de type époxy
Marquages	Encre permanente
Aiguille	Acier inoxydable



Usage unique



5 ans après stérilisation

### Informations administratives

#### BD Eclipse™

Marquage CE n°CM19.2305, NSAI 0050 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Fraga, Espagne / Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA

Certification : EN ISO 7864 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; ISO 6009 ; ISO 13485:2003 certificat n°98 06 2006, certifié par AEMPS, ISO 14001:2004 certificat n°ES036325-1, certifié par Bureau veritas ; ISO 9001 : 2008 certificat n°ER-0097/1994 certifié par AENOR. Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Réf.	Désignation	Gauge	Biseau	Paroi	AIGUILLE			CONDITIONNEMENT
					Long. mm	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Boîte / Carton / Palette
302437	18G 1 ½	18	Normal	Normal	38	0,84	1,20	100 / 1 200 / 32 400
305899	20G 1	20		Fine	25	0,63	0,90	
305888	20G 1 ½				38			
305894	21G 1	21		Fine	25	0,49	0,81	
305895	21G 1 ½				40			
305887	22G 1 ¼	22		Normale	30	0,39	0,71	
305892	23G 1	23		Normale	25	0,36	0,63	
305886	23G 1 ¼				30			
305760	25G 5/8	25		Normale	16	0,24	0,50	
305891	25G 1				25			
305770	27G ½	27		Normale	13	0,19	0,40	
305889	27G ¾				18			
302436	27G 1 ½				38			
305771	30G ½	30		Normale	13	0,14	0,30	