

BD Obturator




Obturateurs pour cathéter veineux périphérique

Matériel stérile à usage unique

FICHE TECHNIQUE

Description

Les obturateurs sont destinés à protéger l'accès veineux hors perfusion.



Composition

Composant	Matériau
Obtuteur	Polypropylène (PP)
Protecteur d'obtuteur	Polyéthylène (PE)

Stérilisation : oxyde d'éthylène



Usage unique



3 ans après stérilisation

Informations administratives

BD Obturator

Marquage CE n° 01141, BSI 0086 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II).

Lieu de fabrication : Becton Dickinson, Sandy, USA / Responsable juridique : Becton Dickinson, Helsingborg, Suède.

Certification : ISO 13 485 : 2003 certificat n° FM 71665, certifié par BSI / ISO 9001 : 2008 certificat n° FM 504587, certifié par BSI.

Composition : sans latex, sans DEHP et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Obturbateurs pour BD Insyte™, BD Insyte-W™, BD Insyte™ Autoguard™ et BD Insyte™ Autoguard-W™

Ref. obturbateur	Ref. BD Insyte™	Ref. BD Insyte-W™	Ref. BD Insyte™ Autoguard™	Ref. BD Insyte™ Autoguard-W™	Code couleur	Gauge	Conditionnement Boite / carton / palette
394286	381267	-	381867	-	Orange	14	50 / 500 / 22 500
394285	381257	381357	381857	381957	Gris	16	50 / 500 / 22 500
394283	381244	381344	381844	381944	Vert	18	50 / 500 / 22 500
394284	381247	381347	381847	381947	Vert	18	50 / 500 / 22 500
394281	381234	381334	381834	381934	Rose	20	50 / 500 / 22 500
394282	381237	381337	381837	381937	Rose	20	50 / 500 / 22 500
394280	381223	381323	381823	381923	Bleu	22	50 / 500 / 22 500
394287	381212	381312	381812	381912	Jaune	24	50 / 500 / 22 500

Obturbateurs pour BD Venflon™ 2 et BD Venflon™ Pro Safety

Ref. obturbateur	Ref. BD Venflon™	Ref. BD Venflon™ Pro Safety	Code couleur	Gauge	Conditionnement Boite / carton / palette
394256	391456	393230	Orange	14	50 / 500 / 22 500
394255	391455	393229	Gris	16	50 / 500 / 22 500
394254	391454	393228	Blanc	17	50 / 500 / 22 500
394253	391453	393227	Vert	18	50 / 500 / 22 500
394257	391457	393226	Vert	18	50 / 500 / 22 500
394252	391452	393224	Rose	20	50 / 500 / 22 500
394251	391451	393222	Bleu	22	50 / 500 / 22 500

Pour plus d'informations sur ces produits, se référer aux fiches techniques ABV 01 (Venflon™ 2), ABV 03 (BD Venflon™ Pro Safety), ABV 06 (BD Insyte™ et BD Insyte-W™) et ABV 07 (BD Insyte™ Autoguard™ et BD Insyte™ Autoguard-W™).