

KIT DE GASTROSTOMIE PERCUTANEE PAR ENDOSCOPIE CORFLO MAX

SANS LATEX

✓ Description

- ⇒ Polyuréthane
- ⇒ Avec dispositif de fixation externe à angle droit en PVC grande surface
- ⇒ Longueur 112 cm (le tube peut être coupé à la longueur souhaitée après insertion) - diamètre CH 20
- ⇒ Ligne radio opaque (sulfate de baryum) sur toute la longueur
- ⇒ Repères de profondeur de 1 à 15 cm
- ⇒ Identification de la charnière sur le tube
- ⇒ Extrémité proximale conique avec boucle de fixation au fil guide
- ⇒ Extrémité distale : ballonnet entourant une mousse de polyuréthane en forme conique résistant à l'arrachement direct
- ⇒ A usage unique
- ⇒ Stérile
- ⇒ Fil guide double de 150 cm en acier inox avec système de préhension dans une gaine enroulée facilitant son utilisation
- ⇒ Champ adhésif fenêtré 54 cm x90 cm - diamètre fenêtre 13 cm
- ⇒ Serviette étanche
- ⇒ 2 doses de gel lubrifiant
- ⇒ Trocart de ponction - longueur 11 cm
- ⇒ Scalpel n° 11 pour incision
- ⇒ Seringue de 6 cc
- ⇒ Aiguille de 18 G
- ⇒ Aiguille de 25 G
- ⇒ 4 compresses de gaze
- ⇒ Clamp
- ⇒ Tube de fixation externe en silicone
- ⇒ Adaptateur en Y Corlock™ avec extrémités obturables
- ⇒ Emballage thermosoudé servant de plateau de soins
- ⇒ 3 étiquettes auto-adhésives de traçabilité
- ⇒ Insert pour recevoir le livret « Bien utiliser la gastrostomie »
- ⇒ Mode d'emploi

✓ Références

- ⇒ Réf. 1155020 : kit de GPE - modèle « Pull »

✓ Conditionnement

- ⇒ 2 unités par boîte

✓ Date de péremption

- ⇒ 2 ans (à partir de la date de stérilisation)

✓ Stérilisation

- ⇒ Oxyde d'éthylène

✓ Normes

- ⇒ Produit fabriqué aux USA par Corpak Medsystems
- ⇒ Unité de production certifiée ISO 13485
- ⇒ Marquage CE (classe IIb stérile) - organisme notifié : KEMA 0344