

**MINI™ ONE NON-BALLOON BUTTON CAPSULE -
 BOUTON DE STOMIE SANS BALLONNET EN SILICONE**

SANS LATEX

✓ **Description**

1° **Bouton :**

- ⇒ En silicone - qualité médicale
- ⇒ A usage unique
- ⇒ Stérile
- ⇒ Charrières : CH 14 - CH 18 - CH 20 - CH 24 (pour les longueurs cf. tableau des réf. ci-dessous)
- ⇒ 2 compresses
- ⇒ Mode d'emploi
- ⇒ Valve anti-retour : ouverte lors de la mise en place d'une ligne d'alimentation entérale à système de verrou
- ⇒ Indication de la charrière et de la dimension du kit inscrite sur l'extérieur du kit

2° **Accessoires non stériles :**

- ⇒ Livret patient
- ⇒ 3 étiquettes de traçabilité
- ⇒ Seringue de gavage 60 ml
- ⇒ Dosette gel lubrifiant
- ⇒ Lignes d'alimentation entérale en PVC sans DEHP - **compatibles avec les kits Mic-Key**

Réf.	Désignation	Conditionnement
8-1211	Par bolus - 30 cm - Non stérile - Equipée d'un clamp et d'un godet pour embout de gavage	10 unités/boîte
8-1222	Angle droit - 30 cm - Non stérile - Equipée d'un clamp et d'un connecteur en Y à godet obturable	10 unités/boîte
8-1223	Angle droit - 30 cm - Non stérile - Equipée d'un clamp et d'un connecteur Luer Lock inversé	10 unités/boîte
8-1255	Angle droit - 30 cm - Non stérile - Plus légère Equipée d'un clamp et d'un connecteur en Y à godet obturable	10 unités/boîte
8-2411	Par bolus - 60 cm - Non stérile - Equipée d'un clamp et d'un godet pour embout de gavage	10 unités/boîte
8-2422	Angle droit - 60 cm - Non stérile - Equipée d'un clamp et d'un connecteur en Y à godet obturable	10 unités/boîte
8-2455	Angle droit - 60 cm - Non stérile - Plus légère Equipée d'un clamp et d'un connecteur en Y à godet obturable	10 unités/boîte

.../...



✓ **Références**

CHARRIÈRE 14		CHARRIÈRE 18		CHARRIÈRE 20		CHARRIÈRE 24	
Réf.	Lg	Réf.	Lg	Réf.	Lg	Réf.	Lg
M1-2-1410	1 cm	M1-2-1812	1,2 cm	M1-2-2017	1,7 cm	M1-2-2417	1,7 cm
M1-2-1412	1,2 cm	M1-2-1815	1,5 cm	M1-2-2024	2,4 cm	M1-2-2424	2,4 cm
M1-2-1415	1,5 cm	M1-2-1817	1,7 cm	M1-2-2034	3,4 cm	M1-2-2434	3,4 cm
M1-2-1417	1,7 cm	M1-2-1820	2 cm	M1-2-2044	4,4 cm	M1-2-2444	4,4 cm
M1-2-1420	2 cm	M1-2-1824	2,4 cm				
M1-2-1425	2,5 cm	M1-2-1830	3 cm				
M1-2-1430	3 cm	M1-2-1834	3,4 cm				
		M1-2-1844	4,4 cm				

✓ **Conditionnement**

⇒ 1 unité par boîte

✓ **Dispositif pour la mise en place**

⇒ Système d'encapsulation en gel d'origine végétale

⇒ Partie externe amovible dotée d'un trocart pour faciliter l'insertion du profil effilé de l'embase externe

⇒ **Appareil de mesure de la profondeur de la stomie - réf. 1704** - 10 unités - en silicone - gradué par pas de 0,25 cm de 1 à 7 cm - fermeture du ballonnet par clamp - longueur 16 cm - seringue 10 cc

✓ **Dispositif pour le retrait**

⇒ Une poignée en T (se fixant avec une anse)

✓ **Date de péremption**

⇒ 3 ans

✓ **Stérilisation**

⇒ Oxyde d'éthylène

✓ **Normes**

⇒ Produit fabriqué aux USA par Applied Medical Technology

⇒ Unité de production certifiée ISO 13485

⇒ Marquage CE (classe IIb stérile) - organisme notifié : Intertek Semco AB 0413



FT KIT MINI ONE NON BALLOON BUTTON CAPSULE M1-2-XXYY - 25/07/11



ISO 9001
 FM 40130
 ISO 13485
 MD 534866