

CANULES DE TRACHEOTOMIE A BALLONNET « HAUTE PRESSION »

✓ Description

- ⇒ 100 % silicone
- ⇒ Stérile

| Références | Diamètre externe | Diamètre interne | Longueur | Angle de courbure |
|------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| 122122 | 7,3 mm | 5,0 mm | 44 mm | 107° |
| 122126 | 8,7 mm | 6,0 mm | 52 mm | 107° |
| 122130 | 10,0 mm | 7,0 mm | 57 mm | 107° |
| 122133 | 11,0 mm | 8,0 mm | 59 mm | 108° |
| 122137 | 12,3 mm | 9,0 mm | 63 mm | 108° |
| 122140 | 13,3 mm | 9,5 mm | 65 mm | 108° |

✓ Conditionnement

- ⇒ 5 unités/boîte

✓ Date de péremption

- ⇒ 5 ans

✓ Stérilisation

- ⇒ Oxyde d'éthylène

✓ Normes

- ⇒ Produit fabriqué au Japon par la Société Create Medic Co
- ⇒ Unité de production certifiée ISO 13485
- ⇒ Marquage CE (classe IIb) - organisme notifié : TÜV 0123

