

# FICHE TECHNIQUE

## CANULE A OXYGENE

### CARACTERISTIQUES GENERALES

#### Canule à oxygène non stérile

11914020101

Lunette non stérile - Verte - Longueur 180 cm - Lumière en étoile

### DESCRIPTIF

Les canules à oxygène sont destinées à l'administration d'oxygène par voie nasale.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Composition :

##### Tubulure :

- Souple, résistante aux plicatures en PVC (Polychlorure de vinyle)

##### Canules nasales :

- S'adaptent parfaitement aux narines.
- Fabriqué en PVC

##### Raccord 2 voies parallèles :

Fabriqué en PVC rigide et transparent

#### Sans latex

#### Usage unique

**Fabriqué par :** Securmed (Italie)

**Normes CE 0123**

**Classe IIa stérile**

### CONTIENNEMENT

- Boîte de 50 unités
- Carton de 500 unités

