


LUNETTES ET TUBULURES A OXYGENE

Oxygénothérapie

Lunettes et tubulures à oxygène destinées à l'administration d'oxygène par voie nasale.



Caractéristiques

Lunettes à oxygène :

- ▶ La variété exceptionnelle de la gamme de lunettes à oxygène d'Hudson RCI vous permet le choix le mieux adapté au confort du patient.
- ▶ La courbure des embouts s'adapte idéalement à l'anatomie du patient.
- ▶ Ces embouts sont disponibles en forme droite ou évasée.
- ▶ La légèreté et la souplesse du modèle SOFTECH offrent un confort supplémentaire au patient

Tubulures à oxygène :

- ▶ La lumière étoilée offre une sécurité supplémentaire contre les risques liés à l'obstruction du circuit,
- ▶ La connexion universelle constitue une solution pratique et économique, permettant l'adaptation directe au débitmètre.

Marquage CE - Classe IIa

En accord avec la directive 93/42 EEC concernant les dispositifs médicaux

- Certificat N° QS-671 MT, délivré par MED/CERT (N° 0482)
- Fabricant : Hudson Respiratory Care Inc., 27711 Diaz road, P.O. Box 9020, Temecula, CA 92589-9020, USA
- Représentant pour l'Europe : Hudson RCI AB, Centralvägen 1, P.O. Box 711, 194 27 Upplands Väsby, Suède
- Certification: ISO 9001 / EN 46001 - Certificat N° QS-671 MC
- Produits non stériles.

 **HUDSON RCI**[®]
Breathing, made easier[®]

Références

| Références | Adulte/Pédiatrie | Embout nasal | | Lumière | | Connexion standard universelle | Longueur en m | Unités/ boîtes |
|-----------------------------|------------------|--------------|-------|----------|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | évasé | droit | standard | étoilé | | | |
| Lunettes à oxygène | | | | | | | | |
| 1103 | Adulte | | ● | ● | | ● | 2.10 | 50 |
| 1104 | Adulte | ● | | ● | | ● | 2.10 | 50 |
| 41110 | Adulte | | ● | | ● | ● | 2.10 | 50 |
| Lunettes à oxygène SOFTECH™ | | | | | | | | |
| 41820 | Adulte | | ● | | ● | ● | 2.10 | 50 |
| 41826 | Pédiatrie | | ● | | ● | ● | 2.10 | 50 |
| 41828 | Néonatalogie | | ● | | ● | ● | 2.10 | 50 |
| Tubulures à oxygène | | | | | | | | |
| 41113 | | | | | ● | ● | 2.10 | 50 |
| 41118 | | | | | ● | ● | 4.20 | 50 |
| 41119 | | | | | ● | ● | 7.60 | 25 |
| 41120 | | | | | ● | ● | 15.20 | 25 |
| 41925 | | | | ● | | | 2.10 | 50 |
| 1115 | | | | ● | | ● | 2.10 | 50 |

Précautions d'emploi et contre-indications

Voir le mode d'emploi

Composition des matériaux

Sans Latex

| | |
|-----------|------------------------------|
| Partie | Matériau |
| Lunettes | Chlorure de Polyvinyle (PVC) |
| Tubulures | Chlorure de Polyvinyle (PVC) |
| Emballage | Polyéthylène (PE) |

Siège Européen :
Hudson RCI AB
P.O. Box 711
194 27 Upplands Väsby
Suède
Tél. : +46 8 594 102 00
Fax : +46 8 590 705 55
www.hudsonrci.se

GB :
Hudson RCI (GB) Ltd.
Suite 2, Ashby House
Bath Street
Ashby de la Zouch
Leicestershire, LE65 2FH
Tél. : +44 1530 563 000
Fax : +44 1530 563 355

Allemagne :
Hudson RCI GmbH
Raiffeisenstrasse 5a
53797 Lohmar
Tél. : +49 2246 924 70
Fax : +49 2246 924 777

France :
Hudson RCI s.a.s.
Espace Ouest
39, Chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly
Tél. : +33 478 664 910
Fax : +33 478 664 919

Siège International :
Hudson RCI
27711 Diaz Road
P.O. Box 9020
Temecula,
CA 92589-9020 USA
Tél. : +1 800 848 3766, 951 676 5611
Fax : +1 951 676 1578
www.hudsonrci.com