



**FICHE TECHNIQUE****Réf. 285P5064****Tuyau PVC intérieur lisse propre 180cm**

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		Date de mise à jour : 19.08.2011 Date d'édition : 19.08.2011
1.1	Nom : <b>COVIDIEN France SAS</b>	
1.2	Adresse complète : <b>2 rue Denis Diderot CS 60075 78 852 ELANCOURT Cedex</b>	Tel: <b>01 30 79 80 00</b> Fax : <b>01 30 79 80 30</b> e-mail : Site internet : <b>www.covidien.com</b>
1.3	Coordonnées du correspondant matéiovigilance : <b>Mme Ruth LARBRE Responsable Affaires Réglementaires</b>	Tel : <b>01 30 79 84 70</b> Fax : <b>01 30 70 84 50</b> e-mail : <b>qualité.vigilance@covidien.com</b>

2. Informations sur dispositif ou équipement	
2.1	<u>Dénomination commune</u> : <b>Tuyau PVC intérieur lisse propre</b>
2.2	<u>Dénomination commerciale</u> : <b>Tuyau DAR PVC intérieur lisse propre</b>
2.5	<u>Classe du DM</u> : <u>Directive de l'UE applicable</u> : <b>Selon Annexe n°</b> <u>Numéro de l'organisme notifié</u> : <u>Code GMDN</u> : <u>Date de première mise sur le marché dans l'UE</u> : <u>Fabricant du DM</u> :
	<b>II a 93/42/EEC II.3 TUV 0123  DAR Mirandola Italy</b>

2.6 **Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...)** :



**Caractéristiques :**

- Circuits de ventilation propre 180cm
- Lumière interne lisse
- Faible compliance (0.4 ml/cmH<sub>2</sub>O/m)
- Adaptation pour le Bloc Opérateur, la Salle de Réveil et les Soins Intensifs.

2.7 **Références Catalogue :**

**REFERENCE :**

**285P5064 Tuyau PVC intérieur lisse propre 180CM**

**Conditionnement / emballages**

**UCD** (Unité de Commande) :

**CDT** (Multiple de l'UCD) :

**QML** (Quantité minimale de livraison) :

10	Unités	<b>Blister individuel</b>
10	Unités	
10	Unités	

**Descriptif de la référence :**

**Tuyau PVC intérieur lisse propre**

2.8 **Composition du dispositif et Accessoires :**

ELEMENTS	MATERIAUX
Circuit	PVC

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- ✓ Absence de latex
- ✓ Absence de phtalates (DHP)
- ✓ Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...)

**Dispositifs et accessoires associés à lister.** (en cas de consommables captifs notamment)

**NA**

<b>2.9</b>	<p><b><u>Domaine - Indications</u></b> :</p> <p>Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) :</p> <p>Indications (selon liste Europharmat) :</p> <p>Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de conservation, stockage, sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation et informations complémentaires »</p>
------------	---

<b>3. Procédé de stérilisation :</b>	
	<p><b><u>DM stérile</u></b> : <b>Non</b></p> <p><b><u>Mode de stérilisation du dispositif</u></b> :</p>

<b>4. Conditions de conservation et de stockage</b>		
	Conditions normales de conservation & de stockage	<b>NA</b>
	Précautions particulières	<b>NA</b>
	Durée de la validité du produit	<b>5 ans</b>
	Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu.	<b>Non</b>

<b>5. Sécurité d'utilisation</b>	
<b>5.1</b>	<b><u>Sécurité technique</u></b> :

<b>6. Conseils d'utilisation</b>	
<b>6.1</b>	<b><u>Mode d'emploi</u></b> : Voir notice d'utilisation
<b>6.2</b>	<b><u>Indications</u></b> (destination marquage CE)
<b>6.3</b>	<b><u>Précautions d'emploi</u></b> : Se rapporter à la notice en annexe
<b>6.4</b>	<b><u>Contre- Indications</u></b> : Absolues et relatives. Se rapporter à la notice en annexe

<b>8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)</b>	