

## FICHE TECHNIQUE

# Masque aérosol et nébuliseur

### REFERENCES

HOP13772 Masque aérosol et nébuliseur adulte

### DESCRIPTIF

Les masques aérosol permettent l'humidification et l'administration de médicaments sous forme d'aérosol grâce au nébuliseur.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex.
- Non stérile.
- Usage unique.
- Sans phtalates.

#### MASQUE AEROSOL

- souple et anatomique permettant d'observer la couleur du visage et les signes vitaux.
- Pince-nez réglable pour plus de confort.
- Mise en place simple et rapide assurant une parfaite étanchéité.

#### TUBE A OXYGENE

- Longueur : 2,1 m .
- Lumière standard et connecteur « fits all ».

#### NEBULISEUR

- Réservoir transparent et gradué de 5 ml/cc.
- Réservoir plat stable, permettant de poser le nébuliseur pour le remplir et évitant les déversement accidentels.
- Forme anti-déversement fournissant une vaporisation dense et fine, quel que soit l'angle (90 degrés max.) et permettant au patient d'être positionné horizontalement.
- Débit d'air recommandé : 6 l / min.



### COMPOSITION DES MATERIAUX

- PVC

### REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Unomedical (Denmark)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : entre 14-25°C et à l'abri de la lumière
- **Code ACL** : néant
- **Code LPPR** : néant

• **Code cladimed** : R56AD01

• **Normes CE** : 0120

• **Classe** : II

*Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*

### CONTIENNEMENT

- Unitaire sous simple emballage
- Carton de 50 unités

