

Lunette Nasale Non-stérile avec Connecteur Mâle/femelle, Embouts droits de 13 mm, tubulure de 2 m

p.1

Références commerciales

29001490 : avec tubulure verte (UNOMEDICAL)
29028002 : avec tubulure transparente

Indication

Augmenter l'oxygénation du patient en conduisant de l'oxygène à proximité de l'orifice nasal.

Caractéristiques

- Embouts nasaux droits souples de 13 mm
- Connecteur mâle/femelle
- Tubulure de couleur verte ou transparente de 200 cm, CH10, Shore A74
- Bague de fixation
- Concentration en oxygène en fonction du débit d'oxygène, *A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT* :

L / Min	1	2	3	4	5	6
FIO ₂	24%	28%	32%	36%	40%	44%

Matériaux constitutifs

- PVC (Polychlorure de vinyle)
- NE CONTIENT PAS DE LATEX**

Conditionnement

- 29001490 - 100 unités par carton ; Emballage unitaire (sachet plastique scellé) non stérile
- 29028002 - 250 unités par carton

Lunette Nasale Non-stérile avec Connecteur Mâle/femelle, Embouts droits de 13 mm, tubulure de 2 m p.2

Normes

Classe : IIa non stérile

Lieu de fabrication : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

- CE 0086 ; BSI ; N°56172 ; Limite de validité : 10.02.2017

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

- ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1 ; Limite de validité : 05.04.2015

