

Lunette Nasale Stérile avec Connecteur Mâle/femelle, Embouts droits de 17 mm, tubulure transparente de 2 m

p.1

Références commerciales

29002022

Indication

Augmenter l'oxygénation du patient en conduisant de l'oxygène à proximité de l'orifice nasal

Caractéristiques

- Embouts nasaux droits souples de 17 mm
- Connecteur mâle/femelle
- Tubulure transparente de 2 m, CH10, Shore A74
- Bague de fixation
- Concentration en oxygène en fonction du débit d'oxygène, *A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT* :

| L / Min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FIO ² | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% |

Matériaux constitutifs

- PVC (Polychlorure de vinyle)
- NE CONTIENT PAS DE LATEX.**

Conditionnement

- Emballage unitaire stérile
- 50 unités par boîte, 150 unités par carton

Lunette Nasale Stérile avec Connecteur Mâle/femelle, Embouts droits de 17 mm, tubulure transparente de 2 m

p.2

Stérilisation

- Oxyde d'éthylène
- Validité : 5 ans

Normes

Classe : IIa stérile

Lieu de fabrication : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

- CE 0086 ; BSI ; N°56172 ; Limite de validité : 10.02.2017

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

- ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1 ; Limite de validité : 05.04.2015