

# Masques Aérosol et Tente faciale

Aérosolthérapie

Masques et tente  
destinés à  
l'administration  
d'aérosols.



## Caractéristiques


- ▷ Le profil du masque associé à la très grande souplesse du vinyle transparent assurent confort et sécurité au patient,
- ▷ Un modèle est proposé pour les patients trachéotomisés en version adulte et pédiatrique,
- ▷ La tente faciale est destinée aux patients nécessitant un haut degré d'humidification,
- ▷ Connexion 22 mm,
- ▷ Non stérile.

## Marquage CE - Classe IIa


En accord avec la directive 93/42 EEC concernant les dispositifs médicaux  
- Certificat N° QS-671 MT, délivré par MED/CERT (N° 0482)  
- Fabricant : Hudson Respiratory Care Inc., 27711 Diaz road, P.O. Box 9020, Temecula, CA 92589-9020, USA  
- Représentant pour l'Europe : Hudson RCI AB, Centralvägen 1, P.O. Box 711, 194 27 Upplands Väsby, Suède  
- Certification: ISO 9001 / EN 46001 - Certificat N° QS-671 MC

## Références

### Masques aérosol



Références	adulte	pédiatrie	Unités/boîte
	1083	●	50
	41085		50
		●	50

### Masques trachéotomie

Références	adulte	pédiatrie	Unités/boîte
	1075	●	50
	41076		50
		●	50

### Références

### Unités/boîte

	41095	Tente faciale	50
		1680	CORR-A-FLEX® tubulure annelée Ø 22 mm, 30 m.

## Précautions d'emploi et contre-indications

Voir le mode d'emploi

## Composition des matériaux

Sans Latex

Masque  
Connecteur 22 mm  
Emballage  
Tubulure annelée

Polychlorure de vinyle (PVC)  
Polychlorure de vinyle (PVC)  
Polyéthylène (PE)  
Polyéthylène (PE)

Siège Européen :  
Hudson RCI AB  
P.O. Box 711  
194 27 Upplands Väsby  
Suède  
Tél. : +46 8 594 102 00  
Fax : +46 8 590 705 55  
www.hudsonrci.se

GB :  
Hudson RCI (GB) Ltd.  
Suite 2, Ashby House  
Bath Street  
Ashby de la Zouch  
Leicestershire, LE65 2FH  
Tél. : +44 1530 563 000  
Fax : +44 1530 563 355

Allemagne :  
Hudson RCI GmbH  
Raiffeisenstrasse 5a  
53797 Lohmar  
Tél. : +49 2246 924 70  
Fax : +49 2246 924 777

France :  
Hudson RCI s.a.s.  
Espace Ouest  
39, Chemin du Moulin Carron  
69570 Dardilly  
Tél. : +33 478 664 910  
Fax : +33 478 664 919

Siège International :  
Hudson RCI  
27711 Diaz Road  
P.O. Box 9020  
Temecula,  
CA 92589-9020 USA  
Tél. : +1 800 848 3766, 909 676 5611  
Fax : +1 909 676 1578  
www.hudsonrci.com