

FICHE TECHNIQUE :

## Sonde à Oxygène avec compresse - UNOMEDICAL PHARMAPLAST

### Références commerciales

#### Sondes à oxygène – avec compresse ajustable

Charrière	08	10	12	14
Référence	<b>19029182</b>	<b>19030182</b>	<b>19068022</b>	<b>19069022</b>

### Indication

Administration d'oxygène par voie naso-pharyngée

### Caractéristiques

- Souplesse : Shore A 71
- Extrémité mousse
- Longueur effective : 36 cm
- Connecteur mâle
- Compresse ajustable suivant le positionnement requis
- Sonde de couleur verte
- Sonde avec compresse ajustable munie de 8 oeils latéraux

### Matériaux constitutifs

- Connecteur : PVC (Polychlorure de vinyle) blanc
- Tube : PVC vert
- Compresse : Polyuréthane

**NE CONTIENT PAS DE LATEX.**

### Conditionnement :

- Emballage pelable unitaire stérile
- Boîte de 100 unités, carton de 1 000 unités

### Stérilisation

- Oxyde d'éthylène
- Validité : 5 ans

### Normes

Classe : IIa stérile

Lieu de fabrication et de stérilisation : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ CE 0459 ; LNE/G-MED ; 2015/B2P3/1 ; Limite de validité : 10.02.2017

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1 ; Limite de validité : 05.04.2015