

FICHE TECHNIQUE :

Sonde à Oxygène sans compresse - PHARMAPLAST

Références commerciales

Charrière	08	10	12	14
Référence	19046 022	19047 022	19048 022	19049 022

Indication

Administration d'oxygène par voie naso-pharyngée

Caractéristiques

- Souplesse : Shore A 71
- Extrémité mousse
- Connecteur mâle
- Longueur effective : 36 cm
- Sonde de couleur verte munie de 8 oeils latéraux

Matériaux constitutifs

- Connecteur : PVC (Polychlorure de vinyle) blanc
- Sonde : PVC vert

NE CONTIENT PAS DE LATEX.

Conditionnement

- Emballage pelable unitaire stérile
- Boîte de 100 unités, carton de 1 000 unités

Stérilisation

- Oxyde d'éthylène
- Validité : 5 ans

Normes

Classe : IIa stérile

Lieu de fabrication et de stérilisation : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ CE 0459 ; LNE/G-MED ; 2015/B2P3/1 ; Limite de validité : 13.08.2008

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1 ; Limite de validité : 13.08.2014