



FICHE TECHNIQUE

Compresse de gaze stériles par 5 7.5x7.5 - 8 plis - 17 fils - simple emballage

Référence

01 08 11

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE classe IIa
Numéro CE : 0197
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Conforme à la norme EN 14079

Compresse de gaze 7.5x7.5 8 plis 17 fils simple emballage st/5
REF : 010811

Origine de la matière première : CHINE.

Indications : Dispositif médical en contact avec une peau lésée.
Compresse de soins destinées à l'absorption, à la déterction et à la couverture des plaies.

Description : Pliage chirurgical à bords rentrés.

Couleur : Blanc (degré de blanc >80)

Dimensions dépliées : 19+/-0.2cmx30+/-0.4cm

Nbr de fils/cm²: 17 (26x18 inch)

Masse/m² : 23g/m²

CARACTERISTIQUES

- pH	4.4<pH<8.2
- Fluorescence	Aucun
- Temps d'immersion	<= 10 secondes
- Substances tensioactives	<2mm
- Substances solubles à l'éther	<0.5%
- Substances solubles à l'eau	<0.5%
- Amidon/dextrine	Pas de couleur bleue/verte au contact solution iodée
- Cendres sulfuriques	<=0.4%
- Humidité	<8%
- Duitage	100± 5 x 70±4
- Charge minimale de rupture	50(chaîne)x30(trame)(N/5cm
- Absence de latex	

COMPOSITION

100% gaze hydrophile de coton

STÉRILISATION

Traitement par oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Mise sous sachet en atmosphère contrôlée
Caractéristique papier : médical 60g/m²
Caractéristique plastique : polyamide/polyéthylène 70 microns

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
sachet	papier/PE		5 compresse
boite		210x198x130mm	50 sachets
carton			12 boîtes

08/09/2004