



FICHE TECHNIQUE

**Compresses de gaze stériles par 2
7.5x7.5cm - 8 plis - 17 fils - boîte de 50**

Référence

01 10 34 RA

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I stérile
Numéro CE : 0197
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Conforme à la norme EN 14079

Compresses de gaze 7.5x7.5 8 plis 17 fils stérile par 2
boîte de 50

Origine de la matière première : CHINE.

Indications : Dispositif médical en contact avec une peau lésée.
Compresses de soins destinées à l'absorption, à la déterision et à la couverture des plaies.

Description : Pliage chirurgical à bords rentrés.

Dimensions dépliées : 18+/-0.3cmx30+/-0.3cm

Couleur : Blanc (degré de blanc >80

Nbr de fils/cm²: 17 (26x18 inch)

Masse/m² : 23 g/m²

Caractéristiques : (Methode d'analyse : Pharmacopée Européenne)

CARACTERISTIQUES

- pH	4.4<pH<8.2
- Fluorescence	Aucun
- Temps d'immersion	<= 10 secondes
- Substances tensioactives	<2mm
- Substances solubles à l'éther	<0.5%
- Substances solubles à l'eau	<0.5%
- Amidon/dextrine	Pas de couleur bleue/verte au contact solution iodée
- Cendres sulfuriques	<=0.4%
- Humidité	<8%
- Duitage	100± 4x 70±4
- Charge minimale de rupture	50(chaîne)x30(trame)(N/5cm
- Absence de latex	
Bioburden	<10² CFU/g

COMPOSITION

100% Absorbent cotton gauze

STÉRILISATION

Traitement par oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Emballées par 2 ,sachet papier/papier

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet	papier 60g minimum	10.5 x 13	2 compresses
Boîte 350g minimum			50 sachets
Carton export			12 boîtes
Quant./palette			

08/09/2004