



FICHE TECHNIQUE

BOULES DE COTON PAR 700

Référence

03 03 01 CO

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Annexe VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I

Normes appliquées : ISO 9001/EN ISO 13485

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Boules de coton par 700

Indications: Temporaire, non invasif destiné à être utilisé comme barrière mécanique, pour la compression ou l'absorption des liquides corporel.

CARACTERISTIQUES

Composition	100% coton
Fibres étrangères	Néant
Azurants optiques	Néant
Poids moyen	0.6/0.7 grs
Aspect	Blanc
Longueur des fibres	> ou = 10mm
Ph	Neutre
Perte à la dessiccation	< ou = 8%
Temps d'immersion	< ou = 10s
Coefficient d'absorption	> ou = 21 g/g
Cendres sulfuriques	< ou = 0.4%

COMPOSITION

STÉRILISATION

EMBALLAGE

Sachet plastique de 700 boules

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet	Plastique		700 boules
Carton	Marron	59x40x67cm	12 sachets
Poids			7kgs
Palette			

08/09/2004