



FICHE TECHNIQUE

EUROMED STERILE 8cm x 10cm

Référence

06 13 03

FABRICANT

EUROFARM
CE 0373 - Classe IIa
ITALIE

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Pansement chirurgical adhésif en non tissé blanc avec compresse centrale non-adhérente à haut pouvoir d'absorption et adhésif polyacrylique, hypoallergénique.

Indications : nettoyer et désinfecter la blessure avant d'appliquer le pansement. Usage unique.

Stockage : éviter les endroits humides et à température supérieure à 50°.

CARACTERISTIQUES

Filet en non tissé blanc:

- Composition 100% polyester
- Epaisseur 0.58mm +/- 10%
- Poids 47+/- 5g/m²
- Elongation 37%

Adhésif:

- Composition polyacrylic
- Poids à sec 35 +/- 5g/m²
- Force du pelage 500 +/- 50g /2.5cm
- Force de déchirement 8.5 +/- 0.5kg /2.5cm
- Perméabilité à l'air 38.60 l/m²s at 150 pa
- Perméabilité à la vapeur d'eau 1400 +/-50g/m² in 24 hours

Pansements:

- Couche non-adhérente 100% polyéthylène/perforée (60 trous/cm²) - épaisseur 7μ
- Couche absorbante 75% viscose
25%polyéthylène/polypropylene
- Poids / Epaisseur 140 +/- 20g/m² / 0.85 +/- 15mm
- Pouvoir d'absorption 500%
- Temps d'absorption 1s

COMPOSITION

STÉRILISATION

Oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Sachet pelable

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
sachet			1 pansement
boîte			50 pansements
carton		560x490x390	40 boîtes

08/09/2004