



# FICHE TECHNIQUE

## EUROMED STERILE 10cm x 20cm

Référence

06 13 04

### FABRICANT

EUROFARM  
CE 0373 - Classe IIa  
ITALIE

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

Pansement chirurgical adhésif en non tissé blanc avec compresse centrale non-adhérente à haut pouvoir d'absorption et adhésif polyacrylique, hypoallergénique.

**Indications :** nettoyer et désinfecter la blessure avant d'appliquer le pansement. Usage unique.

**Stockage :** éviter les endroits humides et à température supérieure à 50°.

### CARACTERISTIQUES

#### Filet en non tissé blanc:

- Composition 100% polyester
- Epaisseur 0.58mm +/- 10%
- Poids 47+/- 5g/m<sup>2</sup>
- Elongation 37%

#### Adhésif:

- Composition polyacrylic
- Poids à sec 35 +/- 5g/m<sup>2</sup>
- Force du pelage 500 +/- 50g /2.5cm
- Force de déchirement 8.5 +/- 0.5kg /2.5cm
- Perméabilité à l'air 38.60 l/m<sup>2</sup>s at 150 pa
- Perméabilité à la vapeur d'eau 1400 +/-50g/m<sup>2</sup> in 24 hours

#### Pansements:

- Couche non-adhérente 100% polyéthylène/perforée (60 trous/cm<sup>2</sup>) - épaisseur 7μ
- Couche absorbante 75% viscose  
25%polyéthylène/polypropylene
- Poids / Epaisseur 140 +/- 20g/m<sup>2</sup> / 0.85 +/- 15mm
- Pouvoir d'absorption 500%
- Temps d'absorption 1s

### COMPOSITION

### STÉRILISATION

A l'Oxyde d'Ethylène.

### EMBALLAGE

Sachet pelable

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
sachet			1 pansement
boite			50 pansements
carton		480 x 550 x 380	18 boites = 12kgs

8/09/2004