



FICHE TECHNIQUE

COMPRESSES DE NON TISSE 5x5 - 4plis - 40 grs - Import

Référence

07 01 89 DI

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Annexe VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I

Normes appliquées : ISO 9001/EN ISO 13485

DISTRIBUTEUR

Pansements RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Comresse de non tissé 5x5 4plis 40grs
Référence : 070189DI
Dimensions pliées: 5cm ±0.5cm x 5cm±0.5cm
Dimensions dépliées: 10cm±1cm x 10cm±1cm
Origine de la matière première : CHINE
Indication : Dispositif médical en contact avec une peau lésée.
Compresse de soins destinées à l'absorption, à la déterision et à la couverture des plaies.
Caractéristiques: (Méthode d'analyse: Pharmacopée Européenne)

CARACTERISTIQUES

- Temps d'immersion	<ou = 10 secondes
- Capacité d'absorption	>8 g/g
- Acidité alcalinité	pH = 7± 1
- Substances tensioactives	< 4 mm
- Substances solubles à l'eau	<0.5%
- Substances solubles à l'éther	<0.5%
- Fluorescence	quelques fibres isolés
- Amidon	pas de couleur bleue/verte au contact de solution iodé
- Humidité	<10%
- Cendres sulfuriques	<1.7%
- Minimum masse /m ²	38.0±3.0g per sq.m
- Résistance à la rupture (à sec)	sens marche:35 sens travers:25
- Résistance à la rupture (humide)	sens marche:25 sens travers:20
- Biocontamination	<10 ² CFU/g

COMPOSITION

67% ±3%Viscose, 33% ± 3%Polyester

STÉRILISATION

Non stérile

EMBALLAGE

Sachet papier de 100 compresse

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet	papier		100 compresse
Carton	marron	400x270x400mm	50 sachets de 100 compresse
Poids			2.5 kgs le colis

08/09/2004