



# FICHE TECHNIQUE

## COMPRESSES DE NON TISSE 10x10 - 4plis - 30 grs

Référence

07 01 91

### FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN  
Annexe VII de la DIR 93/42/CEE  
Marquage CE Classe I

Normes appliquées : ISO 9001/EN ISO 13485

### DISTRIBUTEUR

Pansements RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

Conforme aux normes ISO 9073-3 et EN 1644-1

Compresse de non tissé 10x10 4plis 30grs import

Référence : 070191

Dimensions pliées: 10cm ±0.5 x 10cm±0.5

Dimensions dépliées: 20cm±1cm x 20cm±1cm

Origine de la matière première : CHINE

Indication : Dispositif médical en contact avec une peau lésée.  
Compresse de soins destinées à l'absorption, à la détergence et à la couverture des plaies.

Caractéristiques:(Méthode d'analyse: Pharmacopée Européenne)

### CARACTERISTIQUES

- Temps d'immersion	<ou = 10 secondes
- Capacité d'absorption	>8 g/g
- Acidité alcalinité	pH = 7± 1
- Substances tensioactives	< 4 mm
- Substances solubles à l'eau	<0.5%
- Substances solubles à l'éther	<0.5%
- Fluorescence	quelques fibres isolés
- Amidon	pas de couleur bleue/verte au contact de solution iodé
- Humidité	<10%
- Cendres sulfuriques	<1.7%
- Minimum masse /m <sup>2</sup>	28.0±3.0g per sq.m
- Résistance à la rupture (à sec)	sens marche:25 sens travers:17
- Résistance à la rupture (humide)	sens marche:20 sens travers:15
- Biocontamination	<10 <sup>2</sup> CFU/g
- Latex	non

### COMPOSITION

67± 3% Viscose , 33 ± 3% Polyester

### STÉRILISATION

Non stérile

### EMBALLAGE

Sachet papier de 100 compresse

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet	papier		100 compresse
Carton	marron	520x220x520mm	50 sachets de 100 compresse
Poids			7 kgs le colis

08/09/2004