



# FICHE TECHNIQUE

## BANDE DE CONTENTION LEGERE 7m x 8cm

Référence

41 60 18 GU

### FABRICANT

BASTOS VIEGAS  
PORTUGAL  
Marquage CE classe I

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

Bande de contention légère 7m x 8cm

Indication: bande compressive

### CARACTERISTIQUES

|                   |        |
|-------------------|--------|
| - Longueur        | 7m     |
| - Elongation      | 120%   |
| - Poids étiré     | 100g/m |
| - Poids non étiré | 220g/m |

Absence de latex

### COMPOSITION

84% coton  
7% polyamide  
9% polyuretane

### STÉRILISATION

Non stérile

### EMBALLAGE

Emballé individuellement sous cellophane.

### CONDITIONNEMENT

| Type    | Description | L x l x H | Quantité               |
|---------|-------------|-----------|------------------------|
| Boite   |             |           | 10 bandes              |
| Colis   |             |           | 18 boîtes de 10 bandes |
| Poids   |             |           |                        |
| Palette |             |           |                        |

08/09/2004