



FICHE TECHNIQUE

PANSEMENT ABSORBANT 10x20

Référence

79 63 00

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Annexe VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I

Normes appliquées : ISO 9001/EN ISO 13485

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Indications:

Produit non invasif, à usage unique.
Pansement avec haute capacité d'absorption, spécialement étudié pour plaie avec sang ou avec beaucoup de drainage en début de phase des traitements infectieux.
Absorption des exsudats, barrière mécanique pour la compression.

CARACTERISTIQUES

Dimensions

Extérieure	200mm±5 x 100mm±5
Intérieure	170mm±5 x 95mm±5
Poids	8g±1g
Absorption	10g/g

Absence de latex

COMPOSITION

Une couche côté plaie en polypropylène blanc de 18g/m², de très faible adhérence. Une couche externe bleue hydrophobe (77% viscosse et 23% de cellulose). Une couche interne, composée de fluff de cellulose, entourée de papier 19g/m² avec propriété de dispersion

STÉRILISATION

Non stérile

EMBALLAGE

Sachet plastique de 75 pansements

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet			75 pansements
Colis		420x320x300	6 x 75
Poids			4.5 kgs

8/09/2004