



# FICHE TECHNIQUE

## Pansement absorbant stérile 10x10

### Référence

**79 81 90**

### FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN  
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE  
Marquage CE Classe I stérile  
ORGANISME NOTIFIÉ : TÜV RHEINLAND

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

#### Présentation:

Une couche côté plaie en non tissé blanc, de très faible adhérence. Une couche externe bleue hydrophobe en SMS. Une couche interne, composée de fluff de cellulose, entourée de papier avec propriété de dispersion.

#### Indications:

Produit non invasif, à usage unique.  
Pansement avec haute capacité d'absorption, spécialement étudié pour plaie avec sang ou avec beaucoup de drainage en début de phase des traitements infectieux.  
Absorption des exsudats, barrière mécanique pour la compression.

### CARACTERISTIQUES

#### Dimensions

Extérieure	10mm±5 x 11mm±5
Intérieure	10mm±5 x 80mm±5
Poids	4g ± 0.5g
Absorption	10g/g
Bioburden	<10 <sup>2</sup> CFU/g

### COMPOSITION

Absence de latex

### STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

### EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet		14x18cm	1
Boite		25x18x26cm	150
Colis		52x38x33cm	4x150