

# FICHE TECHNIQUE

## Pansements DELICATE



### CARACTERISTIQUES GENERALES

Pansements adhésif non tissé

220191	Delicate - Assortiment de différentes tailles prédécoupés 4 unités : 25 x 72 mm; 8 unités : 19 x 72 mm ; 4 unités : 57 x 16 mm ; 4 unités : dia 22,5 mm
230890	Delicate - Bande de 5 pansements - Taille : 19 x 72 mm - pré-découpés – <b>Stérile</b>
222461	Delicate Kids - Taille : 19 x 72 mm - pré-découpés - motifs couleur pour enfants

Gros conditionnement

### DESCRIPTIF / FONCTION

Pansement « delicate » pour les peaux les plus sensibles. Il est adhésif, non tissé et antibactérien, facilement applicable sur la plupart des zones difficiles du corps.



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex.
  - Usage unique.
  - Non stérile (sauf ref 230890)
  - Non-tissé.
  - Adhésif et transparent.
  - Effet seconde peau pour un confort optimal.
  - Imperméable.
  - Radio-opaque.
  - Compresse en chitine empêche le développement de bactéries garantissant un maximum d'hygiène de la plaie.
  - La compresse et la partie adhésive sont protégées d'un papier en silicone facilement retirable avant utilisation.
  - Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau après retrait.
- Contre indications : latex dans l'emballage (colle)



L'ensemble des pansements Delicate kids forme un puzzle

### COMPOSITION DES MATERIAUX

- Compresse : viscose et propylène/chitine
- Adhésif: acrylique synthétique avec solvants

### REGULATION / NORMES /MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Artsana (Italie)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : Dans un endroit sec à l'abri de la lumière
- **Code ACL** : Néant
- **Code LPPR** : Néant

- **Code cladimed** : F51BZ99
  - **Normes CE 0373**
  - **Classe** : I et Is
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux
- **Annexe** : Néant

### CONTIENEMENT

#### Ref 220191

- Boîte de 20 unités
- Carton de 480 unités

#### Ref 222461

- Boîte de 20 unités
- Carton de 480 unités

#### Ref 230890

- Boîte de 1000 unités
- Carton de 10000 unités

Conditionnement hospitalier