

FICHE TECHNIQUE

Kit de protection étanche SECUDERM

REFERENCES

Kit de protection

KIT1020 Taille : 10 x 20 cm

KIT2030 Taille : 20 x 30 cm

DESCRIPTIF / FONCTION

Kit de protection étanche à usage unique pour protection secondaire.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex.
- Usage unique.
- Non stérile
- 100 % étanche
- Kit est composé de :
 - 1 tube applicateur gel adhésif
 - 1 morceau de film protecteur
- Utilisation pour protection secondaires non collante de patches, cathéters, pansements, compresses, crèmes.
- Film protecteur non encollé et très respirant.
- Application sur zones à plis, en mouvement, soumise à souillure ou transpiration.
- Tenue jusqu'à 7 jours quelque soit les zones et contraintes.

Contre indications : peau déjà fragilisées. Enfants inférieurs à 36 mois.

COMPOSITION DES MATERIAUX

- Film protecteur : polyuréthane
- Gel adhésif : gel à base de silicone, solvant très faible volume d'acétate d'éthyle.

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Secuderm (France)
 - **Durée de validité** : 4 ans
 - **Conservation** : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de l'eau.
 - **Code ACL** : 4894388 (ref KIT1020)/ 6037205 (ref KIT2030)
 - **Code LPPR** : Néant
 - **Code cladimed** :
 - **Normes CE**
 - **Classe** : I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*
- **Annexe** : Néant

CONTIENNEMENT

- Boîte unitaire
- Carton de 50 unités

