

## FICHE TECHNIQUE

### ULTEC PRO Alginate Hydrocolloïd Dressing - Stérile

Le pansement ULTEC PRO® appartient à la famille des Hydrocolloïdes d'Alginate naturel de calcium. C'est un pansement occlusif dont la souplesse lui confère une grande conformabilité. ULTEC PRO a été conçu pour créer/maintenir un environnement humide optimal pour la cicatrisation de la plaie et pour absorber l'exsudat dans les meilleures conditions climatiques évitant la macération. ULTEC PRO peut être découpé aux dimensions voulues tout en débordant de la plaie selon les recommandations.



#### Références :

#### PANSEMENTS ULTEC PRO Hydrocolloïde d'Alginate (Simple sans bord adhésif)

REFERENCES	DÉNOMINATION COMMERCIALE	SPÉCIFICITÉ DU PRODUIT	QUANTITE PAR CARTON
9801	ULTEC PRO	Pansement Hydrocolloïde 10 x 10 cm	10 Boîtes de 5 unités (50)
9802	ULTEC PRO	Pansement Hydrocolloïde 15 x 15 cm	10 Boîtes de 5 unités (50)
9804	ULTEC PRO	Pansement Hydrocolloïde 20 x 20 cm	10 Boîtes de 5 unités (50)

COVIDIEN  
FRANCE, S.A.S.

2, RUE DENIS DIDEROT  
CS 60075  
78852 ELANCOURT CEDEX  
FRANCE

+33 (0)1 30 79 80 00 [T]  
+33 (0)1 30 79 80 30 [F]

**PANSEMENTS ULTEC PRO Hydrocolloïde d'Alginate (de forme sacral sur support avec bord adhésif)**

REFERENCES	DÉNOMINATION COMMERCIALE	SPÉCIFICITÉ DU PRODUIT	QUANTITE PAR CARTON
9805	ULTEC PRO	Pansement Hydrocolloïde 10 x 12.7 cm	5 Boîtes de 5 unités (25)
9806	ULTEC PRO	Pansement Hydrocolloïde 15 x 17.7 cm	5 Boîtes de 5 unités (25)

**PANSEMENTS ULTEC PRO Hydrocolloïde d'Alginate ( Sur un support avec bord adhésif)**

REFERENCES	DÉNOMINATION COMMERCIALE	SPÉCIFICITÉ DU PRODUIT	QUANTITE PAR CARTON
9807	ULTEC PRO	Pansement Hydrocolloïde 6 x 6 cm	10 Boîtes de 5 unités (50)
9808	ULTEC PRO	Pansement Hydrocolloïde 10 x 10 cm	10 Boîtes de 5 unités (50)
9809	ULTEC PRO	Pansement Hydrocolloïde 15 x 15 cm	10 Boîtes de 5 unités (50)

**Présentation :** Unitaire, stérile (Gamma), en sachet pelable. Unité de commande : le carton. Identification du produit sur chaque sachet.

**Recommandation :** Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou endommagé. Peut être combiné avec un pansement secondaire protecteur.

**Description :**

- Pansement s'enlevant facilement et sans douleur.
- Absorbe les odeurs.
- Occlusif.
- Conformable.
- Stérile.

**Caractéristiques :**

- Film support extérieur en polyuréthane (Polyskin) perméable aux gaz.
- Particules colloïdales hydrophiles d'alginate naturel de calcium
- Capacité d'absorption saline pour une taille 10 x 10 cm :

COVIDIEN  
FRANCE, S.A.S.

2, RUE DENIS DIDEROT  
CS 60075  
78852 ELANCOURT CEDEX  
FRANCE

+33 (0)1 30 79 80 00 [T]  
+33 (0)1 30 79 80 30 [F]

- 6 heures = 0.77cc
- 24 heures = 4.20 cc
- Bordure adhésive (acrylique)
- ULTEC® PRO ne contient pas de pectine, de C.M.C. (Carboxyle méthylcellulose).

**Indications :**

- traitement local des plaies externes
- Brûlures 1<sup>er</sup> et 2<sup>nd</sup> degré
- Ulcères
- Escarres
- Zone de prélèvement
- Lacérations, abrasions
- Autres plaies externes présentant un exsudat modérément important

**Contre-indications :****Assurance Qualité :**

Classe du dispositif médical : classe IIb

Marquage CE : TÜV **CE0123**

Procédure choisie pour la certification : conformité annexe II.3 de la directive 93/42/CEE.

Certificat. G1 05 11 17679 089

Les produits TYCO/KENDALL sont fabriqués dans le respect des normes : **ISO 9001 – 1994 ISO 13485-1996.**

Produit fabriqué par : TYCO HEALTHCARE GROUP LP - MANSFIELD-USA