

# Fiche Technique

## Garrot à usage unique BD Vacutainer® STRETCH

Réf 367204



### Caractéristiques générales

- Matériaux**
- Poly-isoprene
- Ne contient pas de latex*
- Site de Fabrication**
- BD Franklin Lakes (USA)
- Certification ISO 13485 n° NSAI n° CM 19.2137
- Marquage CE**
- Dispositif Médical – Classe : I non stérile
- Directive européenne 93/42/CEE  
Auto-déclaration de conformité (disponible sur demande)
- Conditionnement**
- Rouleau de 25 garrots pré-découpés présentés en boîte distributrice cartonnée
  - Unité de vente : Boîte de 25 garrots



### Caractéristiques spécifiques

Référence du produit	<b>367204</b>
Longueur du garrot	47 cm
Utilisation	Produit à usage unique

### Etiquetage

*Etiquetage de type symbolique (norme EN 980)*

*Boîte distributrice de 25 unités*

Nom et adresse du fabricant	X
Nom et adresse du représentant européen	X
Marque déposée BD et/ou marque déposée Vacutainer	X
Nom du produit	X
Référence du produit	X
Marquage CE	X
Descriptif	X
Nombre d'unités produit contenues dans la boîte distributrice	X
N° de lot	X
Code à barres (UCC/EAN 128)	X

AP1 / Garrot Stretch / Novembre 2008