

# FICHE TECHNIQUE N° 004679

## LANCETTE ACIER POUR PRELEVEMENT SANGUIN

DATE DE CRÉATION : 15/10/01  
 DATE DE LA DERNIÈRE-MISE À JOUR : 12/12/01  
 RÉDIGÉE À CML PAR : S.DHAENE

VALIDATION  
 CML PAR : JP.KROEMER - CDP

INDEX : 2

(Annule et remplace les versions précédentes)

### ❖ IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Réf. CML : **LS**
- Désignation : **Lancette en acier pour prélèvement sanguin**
- Application : Prélèvement sanguin capillaire
- Référence du fournisseur : **3502**

### ❖ INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

- Pays de fabrication
- Nom du fournisseur
- Certification :

**Union Européenne**  
**: MODULOHM**  
**ISO 9001**

### ❖ CONDITIONNEMENT

- Carton / sous conditionnement : **Carton de 50 boîtes de 200 lancettes**
- Minimum de vente : **Boîte de 200 lancettes**

### ❖ TRACABILITÉ

**N° de lot**

- Localisation : **Carton + Boîte + emballage individuel ( 1 fois par bande de 5)**

### **Date limite d'utilisation**

- durée de vie : 5 ans
- localisation : Boîte + emballage individuel (1 fois par bande de 5)

## FICHE TECHNIQUE N° 004679

### ❖ QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE

- Stérile par irradiation

### ❖ ASSURANCE QUALITÉ

- Normes et directives : Dispositif Médical Directive 93/42/CE  
Classe II a  
Organisme notifié : 0301

### ❖ SPÉCIFICATIONS

- Caractéristiques : Lancette stérile à usage unique
- Matière : Acier chirurgical trempé
- Dimensions : Longueur totale : 39mm  
Pointe : 3mm
- Emballage : Individuel, pelable, papier

### ❖ LIMITES D'UTILISATION

**Ne pas utiliser si l'emballage papier est détérioré**