


SANIBOX MINI

Destiné au conditionnement et à l'élimination des aiguilles usagées en milieu hospitalier, cliniques, centres de soins, HAD (hospitalisation à domicile), laboratoires de biologie et de recherche, cabinets médicaux, infirmiers, vétérinaires et dentaires.



La loi interdit de capuchonner les aiguilles hypodermiques. Celles-ci doivent être désolidarisées de la seringue sans aucun contact manuel.



MODÈLE BREVETÉ

RÉFÉRENCE	CONTENANCE UTILE	DIMENSION / MM	POIDS	CONDITIONNEMENT / CARTON
SANIBOX MINI	250 ml env. 200 aiguilles	80 x 33 x 110	43 g	suppl. par carton de 50 unités 400 unités 660 x 430 x 465 vol. 0,120 m ³ / poids 17,5 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Polystyrène 1/2 choc et styrène butadienne (SAN) type alimentaire sans chlore pour incinération.
- Soudage et assemblage par ultrason.
- Couleur standard cône et bouton poussoir vert ou rouge.
- Impression «mode d'emploi» 2 couleurs.

- Cône et bouton poussoir : coloris au choix.

DÉLAI

- Standard : 10 jours
- Personnalisée : 4 semaines

Les +

- OBTURATEUR CRANTÉ AVEC FERMETURE ET OUVERTURE AUTOMATIQUES, GUIDE D'INTRODUCTION ET DE DÉVISSAGE DES AIGUILLES.
- NOUVEAU DISPOSITIF INTERNE DE SÉCURITÉ.
- PRODUIT BREVETÉ ET CONFORME À LA NORME AFNOR NFX-30500.

