

Seringues BD A-Line™ pour le prélèvement de sang artériel

avec héparine de lithium saturée


Réf. 364356 - 364376 - 364378




BD

Pour que chacun
vive en bonne santé


Fiche Technique



3 ml (Luer-Lok™)



3 ml (Luer simple)



1 ml

Descriptif

Seringues stériles, à usage unique, en polypropylène, pour le prélèvement de sang artériel sur ligne artérielle, avec héparine de lithium saturée en calcium et, selon la référence, un bouchon de sécurité.

Caractéristiques générales

MATÉRIAUX

Seringue

- **Corps et piston** : Polypropylène
- **Tête de piston** : élastomère de synthèse
- **Anticoagulant** : Héparine de lithium saturée en calcium, vaporisée sur la paroi interne. Origine : muqueuse intestinale de porc (*destiné à une utilisation in vitro*)
- **Bouchon obturateur** :
 - Sécurité type BD Hemogard™, vert translucide, en polypropylène, sur les seringues BD A-Line™ 3 ml Luer-Lok™
 - Conventionnel, noir, élastomère de synthèse, sur les seringues BD A-Line™ 3 ml Luer simple et 1 ml

FABRICANT

- BD Belliver Industrial Estate - Plymouth PL6 7BP - UK

CERTIFICATIONS

- Certification ISO 9001 par le BSI n° FM 28628
- Certification ISO 13485 par le BSI n° FM 79169
- Certification ISO 14001 par le BSI n° EMS 37154

REPRÉSENTANT EUROPÉEN

- BD Belliver Industrial Estate - Plymouth PL6 7BP - UK

MARQUAGE CE

- Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro - Classe non Annexe II Directive européenne 98/79/CEE en vigueur depuis le 07/06/00. *Auto-déclaration de conformité disponible sur demande.*



STÉRILITÉ

- Procédé de stérilisation : par irradiation (rayon Gamma) conforme à la norme européenne EN ISO 11137
- Niveau de stérilité : 10⁻⁶ SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité)

Caractéristiques générales (suite)

CONSERVATION	<ul style="list-style-type: none"> Durée de vie du produit : 2 ans, dans l'emballage d'origine Tenir à l'abri des rayons solaires
CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> Emballage unitaire : film plastique Carton : 100 seringues
UNITÉ DE VENTE	<ul style="list-style-type: none"> Carton de 100 seringues

	364378	364376	364356
Volume de la seringue	3 ml	3 ml	1 ml
Volume de remplissage recommandé	1,6 ml	1,6 ml	0,6 ml
Héparine de lithium saturée (activité)	80 UI	80 UI	30 UI
Embout de la seringue	BD Luer-Lok™	Luer simple	Luer simple
Modes de remplissage	Par aspiration		
Présence de latex	Sans latex		
Présence de phtalates	Sans phtalates		

Etiquetage de type symbolique (norme EN 980)

	Etiquetage unitaire	Carton de 100
Nom du fabricant, unité, adresse, pays de fabrication	●	●
Nom du représentant européen	●	●
Marque déposée de la seringue	●	●
Référence du produit	●	●
"STÉRILE" et mode de stérilisation		●
Nature de l'additif et activité	●	●
Marquage CE	●	●
Produit à usage unique	●	●
N° de lot, date de péremption	●	●
Visualisation du produit (schéma)	●	●
Ne pas injecter (schémas)	●	●
Conditions de conservation	●	●
Nombre d'unités contenues dans l'emballage		●
Recommandations d'utilisation sous forme graphique (insert)		●
Volume de remplissage		●
Code à barre (UCC/EAN 128) : réf produit, date de péremption, N° de lot, nombre de seringues		●