



Supports de fixation pour Collecteurs d'aiguilles BD™

Produits non stériles



Réglementation :

Les supports de fixation sont obligatoires lorsque le collecteur est muni d'encoches pour désolidarisation d'aiguilles, ou lorsque la hauteur du collecteur est supérieure à deux fois la largeur de sa base.
(NF X 30-500 : 1999)

Les collecteurs, ainsi que leurs supports de fixation, n'entrent pas dans le champ d'application de la Directive Européenne 93/42/CEE du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, ils ne sont pas soumis au marquage CE.

Fabricant :

Frontier Medical, S.A., GB.

Certification : BS EN ISO 9001 : 2000 ; certificat n° FM 11383 ; certifié par BSI (n°0086)

Indication :

Les supports de fixation assurent la stabilité du collecteur lors de l'utilisation et contribuent ainsi à une élimination sûre des déchets.

Caractéristiques Générales :

Les supports BD™ sont désinfectables. Ils permettent différents types de montage, afin de s'adapter à tout type de situation : sur plan de travail, en fixation murale ou sur le chariot de soins.

Composition des différents éléments :

- **Référence 305964** : Polypropylène (PP)
- **Toutes les autres références** : Acier inoxydable
- **Ventouses** : Polychlorure de vinyle (PVC)


Certifié :

- sans Latex

Supports de fixation pour Collecteurs d'aiguilles BD™ - sans latex, produits non stériles



Socle pour plan de travail
Réf. : 305964



Socle pour plan de travail
Réf. : 305970



Adaptateur pour fixation sur barre
Réf. : 305636



Panier « balconnier » pour chariot
Réf. : 305710 ; 305251 ; 305252 ; 305254



Panier pour plan de travail ou pour chariot
Réf. : 305654 ; 305250 ; 305253 ; 305255



Ventouses amovibles

Référence	Pour collecteur	Unités / carton	Origine	Désignation & type de montage
305964	0.45l	50	Grande Bretagne	Socle plastique pour plan de travail
305970	0.87l	12	Taiwan	Socle métal pour plan de travail
305710	1.5l	6	Taiwan	Panier métallique « balconnier » pour chariot
305645	1.5l	6	Taiwan	Panier métallique pour plan de travail (fixation à ventouses) ou pour chariot (avec adaptateur)
305251	3l	6	Taiwan	Panier métallique « balconnier » pour chariot
305250	3l	6	Taiwan	Panier métallique pour plan de travail (fixation à ventouses) ou pour chariot (avec adaptateur)
305252	5l	6	Taiwan	Panier métallique « balconnier » pour chariot
305254	7l	6	Taiwan	Panier métallique « balconnier » pour chariot
305253	5l	6	Taiwan	Panier métallique pour plan de travail (fixation à ventouses) ou pour chariot (avec adaptateur)
305255	7l	6	Taiwan	Panier métallique pour plan de travail (fixation à ventouses) ou pour chariot (avec adaptateur)
305636	1.5l à 7l	6	Taiwan	Adaptateur pour fixation des REF 305645 ; 305250 & 305253 sur chariot. Pour barres à diamètre entre 20 et 35mm.
305968	1.5l à 7l	12	Taiwan	Ventouses de remplacement