


FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT
Tampons d'alcool pour nettoyage de la peau à usage unique
DÉNOMINATION
WEBCOL®

MATÉRIAU :

Compresses/Tampons 3,6 cm par 3,1 cm. Non tissé saturé avec alcool isopropylique à 70%

STÉRILISATION :

 Par rayonnement
 Péréemption : 60 mois

EMBALLAGE :

Sous sachet papier/aluminium (sachet fraîcheur)

Caractéristiques techniques :

Compresses/Tampons en non tissé imprégné d'alcool isopropylique à 70% (saturation) pour nettoyage de la peau.

Dimension dépliée 6,5 cm par 3,6 cm/ Dimension pliée 3,6 cm par 3,1 cm

Référence

6818-1

Unité d'emploi

1 Sachet

Unités protégées

200 Sachets/Boîte

Unités de commande

4000 Sachets/20 Boîtes

PROVENANCE :

COVIDIENe/Kendall États Unis

Ce produit relève de la réglementation sur les produits cosmétiques.

 COVIDIEN
 FRANCE, S.A.S.

 2, RUE DENIS DIDEROT
 CS 60075
 78852 ELANCOURT CEDEX
 FRANCE

 +33 (0)1 30 79 80 00 [T]
 +33 (0)1 30 79 80 30 [F]