

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
GAMME HANDYSET CATHETER SAF-T™ BD®



Référence	Caractéristiques du Cathéter inclus dans le set.
22060020	Cathéter droit 24G Saf-T™ BD®
22060040	Cathéter en Y 22G Saf-T™ BD®

Composition	Quantité
Champ de table 45x60cm à plat enveloppant	1
Cathéter BD : <i>caractéristiques selon référence</i>	1
Compresses en Non Tissée 7,5x 7,5 cm	5
Aiguille hypodermique 18GA	1
Seringue 10ml BD Discardit II	1
Gant vinyl sans poudre medium Taille: 7-8	2
Pansement I.V 9x7 cm	1
Planche de 2 bandelettes adhésives de 14.8 cm	1
Dosette de gel hydro alcoolique 3 ml	1
Essuie-mains gaufré	1
En dehors du champ enveloppant	
Sac à déchets 30x45cm	1

Délivré avec vignette LPPR1182078

Présentation :

1 Blister pelable 1face papier et 1 face film transparent
Impression lot et date de péremption

Carton :

50 unités

Palette :

1600 unités

Stérilisation :

Oxyde d'éthylène
Péremption à 5 ans