



FICHE TECHNIQUE

Set de suture N° 6

Référence

40 00 81

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE classe I stérile
Numéro CE : 0197
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Présentation :
Blister 4 compartiments
Double étiquette de traçabilité

Composants:
1 pince inox porte aiguille 14cm
5 compresses de non tissé 7.5x7.5cm 4 plis 30g
1 pince inox adson 12cm sans griffe
1 ciseau inox boucles en plastique 12cm
1 champ NT/PE 45x45cm troué 5x6.5cm centré + 2 stickers adhésifs.

CARACTERISTIQUES

Fiche technique des composants
sur simple demande

COMPOSITION

Absence de latex

STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Production en atmosphère contrôlée
Caractéristique papier : PGL médical 60 + 8g.
Caractéristique plastique : Feuille de PVC

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Colis	PMFA	378x282x325mm	40 unités = 4.33kgs
Palette		40 colis	

08/09/2004