



# FICHE TECHNIQUE

## SET DE SOINS 43C

Référence

**40 02 04 CZ**

### FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN  
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE  
Marquage CE Classe I stérile  
Numéro CE : 0197  
ORGANISME NOTIFIÉ : TÜV RHEINLAND

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

SET DE SOINS 43C

**Présentation:**

1 blister 4 compartiments 20x15

**Composants:**

8 tampons de non tissé 3cm

2 pinces anatomiques

1 champ de soin

Fiche technique des composants sur simple demande

### CARACTERISTIQUES

### COMPOSITION

### STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène  
STERIGENICS (ANSE - FRANCE)  
Certification ISO 9001/ EN 46001 EN 550.

### EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée  
Caractéristique papier : PGL médical 60 + 10 g.  
Caractéristique plastique : Feuille de PVC non-plastifié

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Colis	PMFA	378X282X325	40

08/09/2004