



FICHE TECHNIQUE

Set d'ablation de fils stérile

Référence

40 03 03

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe IIa
Numéro CE : 0197
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Présentation:
1 blister 2 compartiments 20 x 10 x 2.3 cm

Composants:
3 compresses de gaze 5x5 8 plis
1 pince anatomique
1 lame coupe fils

CARACTERISTIQUES

Fiche technique des composants
sur simple demande

COMPOSITION

Absence de latex

STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
carton	PMFA		52 sets
Palette			

08/09/2004