



# FICHE TECHNIQUE

## SET DE SOIN 1

Référence

**40 05 01 OZ**

### FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN  
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe IV de la DIR 93/42/CEE  
Marquage CE Classe IIa  
Numéro CE : 0197  
ORGANISME NOTIFIE : TÜV RHEINLAND

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

**Présentation:**

Barquette 4 compartiments

**Composants :**

1 barquette 4 compartiments  
5 tampons de gaze 20x20  
1 pince anatomique

Fiche technique des composants sur simple demande

### CARACTERISTIQUES

### COMPOSITION

### STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène  
STERIGENICS (ANSE - FRANCE)  
Certification ISO 9001/ EN 46001 EN 550.

### EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée  
Caractéristique papier : PGL médical 60 + 10 g.  
Caractéristique plastique : Feuille de PVC non-plastifié

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Colis		37.8 x 28.2 x 32.5	40
Palette			

08/09/2004