



FICHE TECHNIQUE

SET DE PANSEMENT N° 25

Référence

40 06 13

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE classe IIa
Numéro CE : 0197
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Présentation:

1 blister 4 compartiments 20x15

Composants:

1 champ plastifié 45x45cm
5 tampons de gaze 20x20
5 compresses non tissées 7.5x7.5 30G
1 pince anatomique
1 pince kocher

CARACTERISTIQUES

Fiche technique des composants
sur simple demande

COMPOSITION

STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée
Caractéristique papier : PGL médical 60 + 10 g.
Caractéristique plastique : Feuille de PVC non-plastifié

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Carton	PMFA	378x282x325	56 sets
Palette			

8/09/2004