



# FICHE TECHNIQUE

## SET DE PANSEMENT N° 34

Référence

**40 06 24 CZ**

### FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN

Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE

Marquage CE Classe I stérile

Numéro CE : 0197

ORGANISME NOTIFIE : TÜV RHEINLAND

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

**Présentation:**

1 blister 4 compartiments

**Composition:**

5 tampons de non tissé 3cm

1 champ de soin 32x48

1 pince anatomique rouge

1 pince anatomique blanche

Fiche technique des composants sur simple demande

### CARACTERISTIQUES

### COMPOSITION

### STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène  
STERIGENICS (ANSE - FRANCE)  
Certification ISO 9001/ EN 46001 EN 550.

### EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée

Caractéristique papier : PGL médical 60 + 10 g.

Caractéristique plastique : Feuille de PVC non-plastifié

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Colis	PMFA	378x282x325	40

08/09/2004